


DIGITAL JUMBO LCD THERMOMETER

MT 1951

DESCRIPTION OF THIS PRODUCT

Описание продукта
OPIS PRODUKTU
A termék leírása



Measuring sensor
Измерительный датчик
Czujnik pomiarowy
Érzékelő fej

Display Field
Дисплей
Wyświetlacz
Kijelző

Battery compartment cover
Крышка отделения для батареи
Pokrywka pojemnika na baterię
Elemtártó fedél

ON/OFF button
Кнопка Вкл/Выкл
Przycisk ON/OFF (wl./wył.)
Ki/be kapcsoló

MEASURING METHODS / Способы измерения METODY POMIAROWE / MÉRÉSI MÓDOK

Oral
орально
W ustach
Szabján



20 seconds
20 секунд
20 sekund
20 másodpercben

Normal

35.7 °C – 37.3 °C

Rectal
ректально
W odbycie
Végbébelben



10 seconds
10 секунд
10 sekund
10 másodpercben

36.2 °C – 37.7 °C

Axillary
аксиллярно
Pod pachą
Hónaljban



20 seconds *
20 секунд *
20 sekund *
20 másodpercben *

35.2 °C – 36.7 °C

* 90 seconds after beep tone (depending on ambient temperature)

* 90 секунд после звукового сигнала (в зависимости от окружающей температуры)

* 90 sekund po sygnale dźwiękowym (w zależności od temperatury otoczenia)

* 90 másodperccel a sérülő hang után (a környezeti h_mérséklett_l függ_en)

BATTERY REPLACEMENT

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

WYMIANA BATERII

ELEMCSERE

When the ▼-symbol appears, battery is exhausted and needs replacing. Please remove the compartment lid of the thermometers and replace the exhausted battery by positioning the + at the top.

Появление в правом нижнем углу дисплея символа «▼» означает, что батарея исчерпала свой ресурс и нуждается в замене. Замените использованную батарею, установив новую знаком + вверх.

Kiedy w prawym dolnym rogu pojawia się symbol odwróconego trojkąta «▼», oznacza to, że bateria jest zużyta i należy ją wymienić. W tym celu zdejmij pokrywkę pojemnika na baterię. Ustawień się, że jest to bateria tego samego typu, a następnie wymień ją, umieszczając biegumem + ku górze.

Amikor a „▼” (fejérje állított háromszög) szimbólum megjelenik a kijelző jobb felső sarkában, akkor az elemek kimerültek, cserélje ki azokat. Az elem kicserelesehez távolítsa el az elemtártó fedelét. Az új elemet a „+” jelrel felfel helyezze be. Mindig ugyanolyan típusú elemet

CLEANING AND DISINFECTION / Очистка и дезинфекция

СЫСЬЦЕНІЯ I ДЕЗИНФЕКЦІЯ / TISZTÍTÁS ÉS FERTÖTLENÍTÉS

Name / средство	Dilution with water / Водный раствор	Immerse / Погружение
Šrodek / Neve	Roztwór wodny / Vizzel való keverése	Zanurzyć / Tárolhatóság
Isopropyl alcohol 70%	95.0%	max. 24 hours

Microlife AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg / Switzerland
Tel. +41 / 71 727 70 30
Fax +41 / 71 727 70 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com

BB MT 1951 Var4 0104

microlife®

SWISS DESIGN



PAT. PEND.

lifetime guarantee
(excl. battery)



CE 0044



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The thermometer is suitable exclusively for measurement of the body temperature!
- The minimum measurement time until the signalling tone [beep] must be maintained without exception!
- The thermometer contains small parts (battery, etc.) that can be swallowed by children. Therefore never leave the thermometer unattended to children.
- Protect the thermometer from hitting and striking!
- Avoid ambient temperatures above 60°C. NEVER boil the thermometer!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «cleaning and disinfecting» to clean the thermometer. The thermometer must be intact when immersed in liquid disinfectant.
- Warning:** The thermometer contains a long-life battery. For disposal, please comply with local regulations for special waste.
- The manufacturer recommends to verify the accuracy by an authorised laboratory every 2 years.

TURNING ON THE THERMOMETER

To turn on the thermometer, push the button on the top; a short signalling tone [beep] signals «thermometer ON». A display test is performed. Then at an ambient temperature of less than 32°C, an « \leftarrow » and a flashing « $^{\circ}\text{C}$ » appear at the upper right of the display. The thermometer is now ready for use.

USING THE THERMOMETER

During a measurement, the current temperature is displayed continuously. The « $^{\circ}\text{C}$ » symbol flashes during this period of time. If the signalling tone sounds [beep-beep-beep-beep 10 times] and the « $^{\circ}\text{C}$ » is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is now less than 0.1 °C in 8 seconds and that the thermometer is ready for reading. To prolong the life of the battery, turn it off after use by pressing the operating button briefly. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

STORAGE OF MEASURED VALUES

If you hold the button down for more than 3 seconds when turning the thermometer on, the maximum temperature stored automatically at the last measurement will be displayed. At the same time, a small «M» for memory will appear at the right of the display. After 3 more seconds, this value will disappear and the thermometer will switch to the normal measurement mode. Then the stored value is erased.

Важные инструкции по безопасности

- Термометр может использоваться исключительно для измерения температуры тела.
- Минимальное время измерения вплоть до появления сигнального тона ("бипа") должно соблюдаться без каких-либо исключений!
- Термометр содержит мелкие детали (батарею и т.д.), которые ребенок может попытаться проглотить. Поэтому не оставляйте термометр без присмотра!
- Термометр содержит батарею с защитой от перегрева и от заморозки!
- Следует избегать повышения температуры в окружющей среде более чем до 60°C. НИКОГДА не подвергайте термометр кипячению!
- Для очистки термометра допускается использование только тех дезинфицирующих средств, которые приведены в разделе "Очистка и дезинфекция". При погружении в жидкое дезинфицирующее средство термометр должен быть в целом (неповрежденном, не разобранном) состоянии.
- **Внимание!** Термометр содержит батарею длительного действия. При утилизации батареи просим соблюдать местные требования по утилизации отходов такого рода.
- Изготовитель рекомендует проверять точность измерения прибора каждые 2 года.

Включение термометра

Чтобы включить термометр нажмите кнопку в верхней части прибора. Короткий сигнал (бип) сигнализирует о включении термометра. Продолжите тест дисплея. Затем, при температуре окружающей среды менее 32°C в правом верхнем углу дисплея появляется символ « \leftarrow » и мигающий знак « $^{\circ}\text{C}$ », то есть, что термометр готов к работе.

Использование термометра

В процессе измерения осуществляется непрерывное отображение фактической температуры. Символ « $^{\circ}\text{C}$ » мигает в течение всего этого времени. Если перестает мигать символ « $^{\circ}\text{C}$ », то измеренное значение температуры в данный момент составляет менее 0.1°C за 8 секунд. Для этого, чтобы увидеть значение температуры в данный момент, рекомендуется нажать на кнопку, после чего его значение будет коротко мигать на кнопке манипулятора. Если этого не последовать, то автоматическое отключение термометра произойдет примерно через 10 минут.

СОХРАНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ

Если при включении термометра более 3 секунд удерживать кнопку в нажатом состоянии, то на дисплее появится показание максимальной температуры, автоматически сохраненной в памяти при последнем измерении. В то же время, с правой стороны дисплея может появиться символ памяти - «M»-малой. Еще через три секунды индикация исчезнет, и термометр переключится на обычный режим измерения. Затем сохраненное показание удаляется из памяти.

TECHNICAL SPECIFICATIONS		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Type / Тип:	Maximum thermometer	Термометр максимальных показаний
Measurement range / Диапазон измерений:	32.0°C - 42.9°C Temp.: >32.0°C: display «L» for low (too low) Temp.: >42.9°C: display «H» for high (too high)	32.0°C - 42.9°C Temp.: 53.2°C: display «L» (слишком низкая температура) Temp.: 42.9°C: display «H» (слишком высокая температура)
Measurement accuracy / Точность измерений:	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ between 34°C and 42°C at an ambient temperature of 18°C to 28°C	Более 0.1°C в диапазоне от 34°C до 42°C при температуре окружающей среды 18°C - 28°C
Self-test / Самоконтроль:	Automatic internal check at a test value of 37.0°C; if there is a deviation of $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, «ERR» (error) is displayed.	Автомат. внутр. функц. тест при контр. показателе 37.0°C. При отклонении более 0.1°C отображается показание «ERR» (ошибка).
Display / Дисплей:	Liquid crystal display (LCD) with three digits; Smallest unit of display: 0.1°C	Жидкокристал. дисплей (LCD) с тремя цифрами. Позиции. Минимальная величина отображения: 0.1°C
Signalling tone / Звуковой сигнал:	For signalling that the thermometer is ready to use and that the temperature increase is less than 0.1°C/8 seconds.	Используется для сигнала: готовности терм. к использованию, а также для сообщения о том, что повышение температуры составляет менее 0.1°C / 8 сек.
Memory / Память:	For storing the last measured value.	Для хранения последнего измерительного показания.
Storage temperature / Температура хранения:	-10°C to +60°C	от -10°C до +60°C
Battery / Батарея:	1.5/1.55 V	1.5/1.55 V
Reference to standards / Ссылка на стандарты	prEN12470-3: 1997, clinical thermometers ASTM standard	EN12470-3: 1997: clinical thermometers ASTM standard

ILLUMINATED DISPLAY / NITE GLOW FEATURE

The thermometer will beep and the Nite Glow will come ON simultaneously for 5 seconds when you push the on-off button to turn ON the unit, the display will read "188.8" for the first 2 seconds then automatically display the last temperature for the other 3 seconds. When the power button is pressed to Switch-Off the unit, there will be a 4-second additional delay with the Nite Glow ON before power off, which allows user to read the measurement reading easily in the dark.

WARRANTY

We give you a lifetime warranty after the date of purchase. Any damage caused by improper handling shall not be covered by the warranty. Batteries and packaging are also excluded from the warranty. All other damage claims excluded. A warranty claim must be submitted within the warranty period. Please package your defective thermometer well and send with sufficient postage to:

Date of purchase:

«Silent Glow» функционирует:

После того как вы нажмете на кнопку ON/OFF, термометр подаст звуковой сигнал и одновременно включит функцию «Silent Glow» на 5 сек. Дисплей отобразит «188.8» в течение первых 2-х секунд, а потом автоматически покажет последнюю измеренную температуру в течение 3-х следующих секунд.

Если нажать на кнопку на 5 секунд, то дисплей отобразит «Silent Glow» для облегчения считывания показаний в темноте.

Гарантия

Мы предоставляем вам ограниченную гарантию с момента приобретения термометра. Данная гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией прибора, а также и упаковка также исключены из данной гарантии. Все иные претензии на возмещениеущерба, исключаются. Гарантийная претензия должна быть оформлена соответствующим образом. При возникновении претензии, направьте термометр вместе с заполненным гарантинным сертификатом в адрес сервисной службы.

Дата приобретения:

WAŻNE WSKAŹOWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Termometr jest przeznaczony tylko do mierzenia temperatury ciała!
- Miniimálny čas pomiaru sygnowany jest dźwiękiem.
- Termometr zatrzymuje się na niewielkie części (batterie itd.), które mogą być połknięte przez dziecko. Dlatego uważaj, żeby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nie narażaj termometru na działanie wysokich temperatur, chron go przed wstrząsami i upadkami.
- Podczas mycia i dezynfekcji unikaj temperatury powyżej 60°C. NIGDY nie gotuj termometru!
- Do dezynfekcji używaj środków wyszczególnionych w rozdziale Czyszczenie i dezynfekcja. Podczas zanurzania w płynie dezynfekującym termometr musi być wyłączony.
- Termometr posiada uwierzytelnienie Okręgowego Urzędu Miar.
- Producenci zaleca ponowne uwierzytelnienie, we własnym zakresie, co dwa lata.

WŁĄCZANIE TERMOMETRU

Aby za „czy” termometr naci „mij przycisk u góry termometru; krótki sygna „d wi kowy oznacza „e termometr zosta „czy”. Następnie test wyświetlacza. Jeżeli temperatura powietrza jest niższa niż 32°C, w prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się symbol <>> oraz pulsujące «C». Termometr jest gotów do pomiaru.

KORZYSTANIE Z TERMOMETRU

Podczas wykonyowania pomiaru na wyświetlaczu podawana jest aktualna temperatura (miga symbol «C»). Zakoñczenie pomiaru sygnowane jest docięciokrotnym dźwiękiem (symbol «C» przedstaje migają). Oznacza to, ze wzrost mierzonej temperatury w ciągu 8 sekund jest mniejszy niż 0,1°C.

W celu przedłużenia żywotności baterii termometr należy wyłączyć po zakoñczeniu pomiaru. W przeciwnym wypadku termometr wyłączy sie automatycznie po 10 minutach.

PO

HU

FONTOS BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

- Ez a hőmérő csak tesztelésére alkalmas.
- A minimális mérési idő a csipögő hangjelzésig tart, amit minden be kell tartani.
- A hőmérő kis részéből áll össze (pl. elem stb.), amit a gyerekek könnyen lenyelhetnek. Ezért ügyeljen arra, hogy gyereke közelébe ne hagyja a hőmérőt.
- Ovja a hőmérőt esetével vagy ütésteről.
- A 60 °C fölötti környezeti hőmérséklet kerülje és ne főzze ki a hőmérőt.
- Csak forgalomban lévő tisztítószereket használjon, amelyek a „Tisztítás és fertőtlenítés” fejezetben leírtaknál talál. A hőmérőt a fertőtlenítő folyadékba történő behelyezéskor ne szedje szét.

Figyelmeztetés: A készülékben hosszú élettartamú tartós elem van. Az elemet elhasználódás után speciális hulladékot kezelje. Ügyeljen a helyi környezeti előírásokra!

- A készülék pontosságát két évenként ellenőriztesse, az erre felhatalmazott kalibráló laboratóriumban.

A HŐMÉRŐ BEKAPCSOLÁSA

A lázmérő, a készülék fels „részén lév „gomb megnyomásával tudja bekapsolni. Egy rövid, csipögő hang jelzi, hogy a lázmérő bekapsolt. Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb, 32 °C-nál, akkor egy „-“ betű és a jobb sarokban egy villogó „C“ jel jelent meg a kijelzőn. A hőmérő most kész a lázmérésre.

A HŐMÉRŐ HASZNÁLAT

A mérési idő alatt a készülék folyamatosan jelzi az adott állapotban mért értéket. Ez idő alatt a „C“ jel villog. Amikor a hangjelzést hallja (10x csipog), és a „C“ jel nem villog tovább, az azt jelenti, hogy a mérés és az érzékelhető hőmérséklet között az eltelt 8 másodpercen nem volt 0,1 °C-nyi eltérés és hogy a hőmérséklet mos már leolvasható. A mérés utan a legmagasabban mért értéket láthatja addig, amíg a készülék be van kapcsolva. Az elem hosszabb

Typ / Tipus:	Technikai részletek
Zakres pomiaru / Mérési skala:	Maximum hőmérvő
Od 32,0 do 42,9°C • Przy temperaturze <32,0°C wyświetla się symbol «L» – zbyt niska • Przy temperaturze >42,9°C wyświetla się symbol «H» – zbyt wysoka	32 és 42,9 °C között, „L“ jel a kijelzőn: a hőmérséklet túl alacsony „H“ jel a kijelzőn: a hőmérséklet túl magas
Dokładność pomiaru / Mérési pontosság:	± 0,1°C pomiędzy 34°C a 42°C przy temperaturze otoczenia od 18°C do 28°C
Samokontrola / Öntesz:	+/- 0,1 °C 34 és 42 °C között, külső hőmérséklet 18 és 28 °C között
Wyświetlacz / Kijelző:	Automatyczny test wewnętrzny przy temperaturze kontrolnej 37,0°C. Przy rozpiętości większej niż 0,1°C wyświetlą się symbole „ERR“ (bląd).
Sygnal dźwiękowy / Hangjelzés:	LCD digitális kijelző 3 karakterrel. A legkisebb kijelzethető érték: 0,1 °C
Pamięć / Memória:	Akkor hallható, ha a lázmérő kész a mérés megkezdésére illetve, ha a hőmérő-sík teljesen emelkedik kisebb, mint 0,1 °C/8 mp
Temperatura przechowywania / Tárolási hőmérséklet:	Az utolsó mért érték tárolása
Bateria / Elem:	-10 °C és +60 °C között
Normy / Szabvány:	1.5/1.55 V Pr EN 12470-3: 1997, termometry kliniczne, standard ASTM

PRZECHOWYwanie WYNIKÓW

Podczas włączenia urządzenia przytrzymaj przycisk ON/OFF (wt/wyt.) dłu¿ej niż 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się automatyczny wynik ostatnio przeprowadzonego pomiaru. Jednocześnie z prawej strony wyświetlacza pojawi się symbol „M“ (memory – pamięć). Po trzech następnych sekundach symbol „M“ zniknie i termometr powróci do normalnego trybu pracy. Po dokonaniu następnego pomiaru zachowany w pamięci wynik poprzedniego pomiaru zostanie skasowany.

PODŚWIETLANY EKRAN

Równocześnie z ustwieniem dźwięku „beep“ ekran podświetli się, jeżeli przycisk „on-off“ zostanie przytrzymany przez 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się „188.8?“ przez pierwsze 2 sekundy po czym automatycznie pojawi się ostatni wynik zmierzanej temperatury przez następne 3 sekundy. Po wyłączeniu termometru podświetlanie będzie aktywne jeszcze przez 4 sekundy.

GWARANCJA

Udzielającej się „wstępnej gwarancji liczb od dnia nabycia. Wszystkie uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użyciem nie są objęte gwarancją. Gwarancja nie s „rownie_obje te baterie i opakowanie. Zg_doszene reklamacjne musi y _o one wraz z dowodem zakupu. Reklamacje nale_y sk_ada w miejscu zakupu termometru lub zapakowa, i wys_a do adres:

élettartama érdekkében használat után kapsolja ki a készüléket. Ha nem teszi meg, a készülék 10 perc után magától is kikapcsol.

A MÉRT ÉRTÉK MEMORÍZÁLÁSA

Ha bekapsoláskor a gombok 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartja, akkor az utoljá mért értéket a hőmérő kijelzi. Ezalatt egy kis „M“ betű lesz látható a jobb felső sarokban. További 3 másodperc után a memorált érték eltűnik és a hőmérővel új mérés kezdemenyezhet.

Világító kijelző

Ha megnyomjuk a Ki/Be kapcsolót gombot, hogy a készüléket bekapsolja, a készüléket bekapsolja, a készülék fog ebben a kijelzőn az ejászakai világításra is bekapsol 5 másodperc, amelyb_Œl 2 másodpercig a kijelző a „188.8?“ feliratot mutatja, majd 3 másodpercig a legutolsó mérés eredményét.

Ha a Ki/Be kapcsolót kikapcsolás céljából megnyomjuk, még 4 másodperces időtartamra a készülék ejászakai világításra vár, ami a használó számára a mért érték soporten törte.

LEOŁASZTOSZI TERÖRTÉNÉS

A vásárlás napjától garanciat vállalunk a készülékre. A nem megfelel_kezelés_-, kárkérés valamint az elemek s e csomagolás által okozott kárkérés nem vállalunk garanciát. Bármiely más reklámáció a garanciába bele tartozik. A garanciális reklámáció csak az eladást igazoló számlával és a garanciájegyel érvényesíthet_. Kérjük, csomagolja be jól a hibás készüléket és küldje vissza részünkre azzt az alábbi címe:

Data nabycia:

Vásárlás dátuma: