

КОСТЫЛИ ЛОКТЕВЫЕ

10072, 10074, 10075, 10076, 10079, 10081

Функциональное назначение: приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата.



Основные технические характеристики:

Костыли изготовлены из легкого алюминиевого сплава.

Артикул	Высота* рукоятки см	От рукоятки до манжеты* см	Максимальная нагрузка кг	Особенности
10072	71-92	18	100	С пирамидальной основой
10074	55 – 77	22-30	125	Приспосабливаемая манжета
10075	72 – 93			
10076	84 - 107			
10079	74 – 97	25	100	Рефлектор на рукоятке
10081	76 - 99	22-30	100	Левый - Правый

*Регулируется кнопочным замком. Шаг 2,5см.



Модели 10074/U, 10075/U, 10076/U, 10079SI/U -
со встроенным УПС (устройство против скольжения)

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковская, д.6,к.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____
(с расшифровкой подписи)

место печати, штампа

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)



.....**Орган сертификации:** рег. № РОСС RU.0001.11ME77, «ЭЛМАШ»,
Россия, 141400, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, д.29

№ : РОСС TW.ME77.D00350

Срок действия: 16.05.2014 – 15.05.2019

Регистрационное удостоверение: ФСЗ №2011/09872

Дата выдачи: 21.06.2011

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),
8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

.....**Поставщик:** ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г. Москва, ул. Новопоселковская, д.6

КОСТЫЛИ 10021,10022, 10022ВА,10023,10023ВА

Функциональное назначение: **приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата**

Костыли изготовлены из легкого алюминиевого сплава, что значительно облегчает вес изделия. Высота костылей регулируется через каждые **2,5 см**. Высота захвата для руки регулируется через каждые **4 см**.

Надежная фиксация при регулировке высоты обеспечивается кнопчными замками.

Костыли укомплектованы съёмными опорами под мышку и под руку, которые изготовлены из мягкого материала, легко подвергаются санитарной обработке (арт. **10050, 10060**)

Съёмные резиновые наконечники (арт. **10030**) обеспечивают хорошую устойчивость при ходьбе.

В зависимости от роста пациента костыли имеют размеры:

Малые (10021) – под рост от **140 см до 160 см**

под рост от 100см до 120 см

под рост от 93 см до 100см


Средние(10022,10022ВА) – под рост от **160 см до 180 см**

Большие (10023,10023ВА) – под рост от **180 см до 200 см**



Модели 10021/У, 10022/У, 10023У

со встроенным УПС (устройство против скольжения)



Максимальная нагрузка — **100 кг**

Максимальная нагрузка — **225 кг** (модели 10022ВА,10023ВА)

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6,к.7 Тел:(495) 792-31-90

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

(с расшифровкой подписи)

место печати, штампа

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)



..... **Орган сертификации:** рег. № РОСС RU.0001.11МЕ77, «ЭЛМАШ»,
Россия, 141400, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, д.29

№ : РОСС TW.ME77.Д00350

Срок действия: 16.05.2014 – 15.05.2019

Регистрационное удостоверение: ФСЗ №2011/09872

Дата выдачи: 21.06.2011

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),
8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6