

ТРОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

C Standart



Функциональное назначение: приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата

Основные технические характеристики:

Модель C Standart изготовлена из алюминиевого сплава.

Регулировка по высоте - кнопочным замком с шагом 2,2см.

Длина — 70-93 см

Максимальная нагрузка: до 100кг

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6 Тел:(495) 792-31-90

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____
(с расшифровкой подписи)

место печати, штампа

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)



Орган сертификации: : пер. № РОСС RU.0001.11ИМ25, «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»,
Россия, 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Сосновая аллея, д.6

№ сертификата: РОСС СN.ИМ25.Д07500

Срок действия: 25.07.2012 –25.07.2015

Регистрационное удостоверение: ФСЗ №2012/10856

Дата выдачи: 18.11.2011

Произведено для: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.

Xingxian Development Zone, Changhong Industrial Park,(2nd period),Dali, Nanhai District, Foshan City, Китай, 528234

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6

ТРОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ С КВАДРАТНОЙ ОПОРОЙ

C Delta, C Pyramid, C Qlever

Функциональное назначение: приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата

Основные технические характеристики и потребительские свойства:



Квадратная опора в данных моделях тростей служит для увеличения устойчивости.

Используется людьми с нарушенной координацией движений.

Трости регулируются по высоте через каждые **22 мм**. Надежные кнопочные замки и двойная фиксация делают регулировку легкой и безопасной.

Максимальная нагрузка – **110 кг**.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6,к.7 Тел:(495) 792-31-90

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____
(с расшифровкой подписи)

место печати, штампа

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)



Орган сертификации: : пер. № РОСС RU.0001.11ИМ25, «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»,
Россия, 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Сосновая аллея, д.6

№ сертификата: РОСС CN.ИМ25.Д07500

Срок действия: 25.07.2012 –25.07.2015

Регистрационное удостоверение: ФСЗ №2012/10856

Дата выдачи: 18.11.2011

Произведено для: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.

Xingxian Development Zone, Changhong Industrial Park,(2nd period),Dali, Nanhai District, Foshan City, Китай, 528234

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6