


КРЕСЛА-ТУАЛЕТЫ

WC DeLux, WC Econom, WC eFix, WC Mobail, WC XXL



Функциональное назначение: санитарное приспособление для людей с нарушениями опорно-двигательной системы.

Основные технические характеристики

Артикул		Высота сиденья* Мин.-макс (см)	Расстояние между поручнями (см)	Корпус	Макс.нагрузка (кг)	Вес (кг)
WC DeLux	Не складной с опускаемыми подлокотниками	33 - 43	52	Сталь	100	6,1
WC Econom		38 - 48	49	Сталь	100	6
WC eFix	Складной	41	54,5	Сталь	100	5,5
WC Mobail	Оснащен четырьмя колесами	43 - 53	50	Сталь	100	8,2
WC XXL	Широкое сиденье	40 - 46	55	Алюминий	100	4,65

*Высота сиденья регулируется кнопочным замком. Шаг 2 см.

Все части кресел-туалетов подвергаются санитарной обработке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение 6 месяцев со дня продажи изделия и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на механические повреждения, на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст.17 п.5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»)

Адрес гарантийной мастерской: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6 Тел:(495) 792-31-90

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____
(с расшифровкой подписи)

место печати, штампа

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)



Орган сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25, «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»,
Россия, 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Сосновая аллея, д.6

Номер сертификата: № РОСС СN.ИМ25.Д07498

Срок действия: 25.07.2012 – 25.07.2015

Регистрационное удостоверение: ФСЗ №2011/10854

Дата выдачи: 18.11.2011

Произведено для: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.
Xingxian Development Zone, Changhong Industrial Park,(2nd period),Dali, Nanhai District, Foshan City, Китай, 528234.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6